

#4992831603115

HIGHER DOSE FACE MASK

HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスク 取扱説明書

この度はHIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。



【販売元】

株式会社アントレックス
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス7階

【お問い合わせ先】

株式会社アントレックス お客様サポートセンター
〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20-27
Email support@entrex.co.jp

Printdate 20220822



HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクは、あなたの忙しいライフスタイルを念頭に置いて作られた、赤色光線と近赤外線LEDテクノロジーを組み合わせた顔面照射装置です。リラックス効果のあるLEDテクノロジーによって、肌を温め、気分を高め、肌の自然な輝きを高めます。最高の美肌光線をご堪能ください。


HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクの使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい使用方法、安全注意事項、およびセッションの効果を高める方法をご確認ください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

HIGHERDOSEハイオンライトフェイスマスクは、効果と安全性の両面から慎重に設計されています。本製品を使用する際には、安全に関する基本的な注意事項を必ず守ってください。

 **警告** (誤った取扱をした場合、死亡や重傷を負う可能性があること)

- 本製品を絶対に修理・分解・改造しないでください。
- 本体やUSBケーブルを水に浸したり、水をかけたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 異臭や異音がする、異常に熱くなる、煙がでるなど異常が生じたときは、すぐに本体及び接続しているコンピューターや機器の電源を切り、使用を中止してください。
- 接続に使用するコードに負担をかけたり、傷つけないでください。火災や断線の原因となります。
- 使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。
- 濡れた手でコンセントからプラグを引き抜くことのないようにしてください。コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、捻ったり、束ねたり、熱い表面のものに巻いたりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。
- 定格電圧 100V のコンセント以外では使用しないでください。火災や故障の原因となったり、感電するおそれがあります。
- 延長ケーブルを使ったり、タコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
- 電源プラグの差し込み部分に埃が付いたときは、プラグを抜いてから埃を除去してください。そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあります。

 **注意** (誤った取り扱いをした場合、傷や物的損害の可能性のあること)

- ご使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じた場合は直ちに中止してください。
- 湿疹や皮膚トラブルが出ている方や皮膚アレルギーの方は使用しないでください。
- 身体に障害のある方は、医師の診断を受けてからご使用ください。

専用コントローラーについて

- 定期的に充電してください。長期間使用しない場合、内蔵充電電池の劣化を防ぐため、1か月に1回を目安に充電してください。長い間使用しなかった場合には、充電時間が長くなる場合があります。
- USB型接続端子の定格を超えて充電しないでください。
- 充電時間以上は、充電しないでください。
- USB接続端子の接続方向を確認して接続してください。
- USBケーブルを強く引っ張らないでください。強く引っ張ると断線の原因となります。プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。
- 接続部に直接触れたり、コネクタ以外の異物を差し込んだりしないでください。
- 次のような場所では使用したり、保管したりしないでください。
 - a) 火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内、車のダッシュボードの上など高温になる場所や湿度の高い場所
 - b) 水気の多い場所、湿度の高い場所
 - c) 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所
 - d) 衝撃や激しい振動の加わる場所
 - e) 温度が極端に低い場所
 - f) 傾いた場所や不安定な場所
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。皮膚トラブルの原因になります。
- 本製品は室内専用です。屋外で使用すると故障や事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- 内蔵バッテリーについて:内蔵バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命と考えられます。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

使用上の注意

以下の項目に該当する場合は、本製品を使用する前に、かかりつけの医師に相談し、医師の許可を得てください。

- ・薬を服用中の方
- ・12歳未満の方
- ・高齢者の方
- ・慢性疾患の方

以下の項目に該当する方は、本製品を使用しないでください。

- ・妊娠中または授乳中の方
- ・エリテマトーデス、光線過敏性湿疹、アルビニズム、光線過敏症の方
- ・熱に対して不感症の方

本製品は、いかなる病気の診断、治療、治癒を行うものではなく、また、いかなる病気の治癒、治療を行うものではありません。

万が一、使用中に痛みや不快感があった場合は、使用を中止してください。

安全に関する注意事項

皮膚に異常がある人、または光線過敏症を引き起こす可能性のある薬を服用中の方は、本製品を使用しないでください。

- ・光線過敏症は、さまざまな薬に共通するものです。薬を服用中の方は、すぐに医師に相談してください。
- ・漢方薬やハーブ療法は、光線過敏症を引き起こす可能性があります。一般的な例は、デオドラント、皮膚のメラニンなどを減らします。服用しているサプリメントが光線過敏症を引き起こす可能性があるかどうか医師に相談してください。
- ・本製品に何らかの障害がある場合、または破損している場合は使用しないでください。
- ・水と接触しやすい場所で使用しないでください。
- ・本書に記載されていない方法で、本製品を使用しないでください。
- ・一度に10分～20分を超えて使用しないでください。
- ・肌が熱く感じたり、肌が不快に感じたりした場合は、すぐに電源を切り、使用を中止してください。
- ・乳幼児には使用しないでください。小児および障害者には使用しないでください。

安全に関する一般的な事項

本製品は電気を使用しているため、特定の状況下では感電の危険があります。コントローラーの充電中は、フェイスシリコンユニットのプラグを差し込まないでください。充電中にプラグを差し込むと、本製品の電源が入らなくなり、時間の経過とともにユニットにダメージを与える可能性があります。

HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクは、家庭用の光照射フェイスマスクです。630nm(赤色光)と830nm(近赤外光)の2つの波長の光が併用されています。これらの赤外線の波長はどちらも、美肌効果があると言われています。HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクは顔にフィットするように設計されており、肌に効率よく赤外線を当てることができます。上部のストラップは、使用中、マスクが所定の位置にあることを保証し、光がしっかりとあてられるようにデザインされています。

使用上の注意



- 1 HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスク本体
- 2 コントローラー
- 3 電源アダプター
- 4 USB C - USB Aコネクタ
- 5 ヘッドストラップ
- 6 保管用バッグ
- 7 ゴーグル



特徴

- ・HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクは、630nm(赤色光)と830nm(近赤外光)の2つの波長の光を放出し、顔全体のしわの軽減を目的としています。この2つの波長は、美肌効果があると言われています。健康的で肌により輝きが生まれるでしょう。
- ・本製品は、柔らかい医療用シリコン素材で作られています。柔軟性があり、あらゆる顔の構造にフィットします。

マスクの充電

- ・マイクロUSBケーブルをコントローラーに挿入し、反対側のUSB電源プラグに挿入してください。
- ・充電中はコントローラーのランプが点滅します。(充電が完了するとLEDインジケーターが緑色に点灯します。(約4時間)。充電が完了したら、マスク本体からコントローラーを取り外してください。

注意:コントローラーの充電中は、フェイスマスク本体のプラグを差し込まないでください。フェイスマスクは、充電中にプラグを差し込むと電源が入らず、フェイスマスク本体にダメージを与える可能性があります。

パッチテスト

初回の使用前に、感度テストをお試しになることをお勧めします。以下の手順でテストを行ってください。

- ・マスクを腕の内側の皮膚に装着します。
- ・コントローラーのスイッチを入れ、マスクを10分または20分作動させます。
- ・肌が熱くなったり、不快に感じたりした場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・最初は肌が赤くなることがあります。使用後は24時間程度あけてください。腕の内側の皮膚の赤みが残っていたり、かゆみがあったりする場合はお使いいただけない可能性があります。

使用方法

- ・マスクのケーブルを充電したコントローラーに接続します。
- ・メイクアップを落とし、クレンジングや角質ケアを行います。スキンケアの跡を残さないようにします。
- ・HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスクを顔に固定します。ベルクロストラップを使ってマスクを顔や頭にぴったりと固定します。
- ・マスクは3方向から固定することができます。
- ・ストラップを左右のインレットホールとマスク上部にあるインレットホールに通します。固定バンドを穴に通します。
- ・ストラップを頭部に巻き付けます。必要に応じて調節してください。
- ・ONボタンを長押ししてください。数秒待つと、マスクが点灯します。
- ・それぞれのボタンを押して、10分または20分の時間を選択します。オン/オフを1回(10分)、2回(20分)押すことでも時間を選択することができます。
- ・オプションが選択されていない場合、マスクは10分経過すると、自動的にスイッチが切れます。コントローラーのON/OFFボタンを押すと、いつでも電源を切ることができます。
- ・週に2～3回を目安に、徐々に使用回数を増やしていくことをおすすめします。週4～5回まで徐々に増やしていくことをお勧めします。
- ・ゴーグルをご用意しています。使用中に装着してください。

クリーニングとメンテナンス

- ・マスクは、水拭きや湿らせた布で拭き、清潔で乾いた面に置いて自然乾燥させてください。
- ・マスクは付属の保管用バッグに入れ、室温で乾燥した場所に保管してください。
- ・マスクは使用前と使用後に、毎回洗浄してください。

トラブルシューティング

フェイスマスクが起動しない	完全に充電された状態にしてください。 完全に充電されるまで6～8時間程度かかります。
完全に充電しても、マスクの電源が入らない	バッテリーの交換が必要です。 お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。 support@entrex.co.jp ----- マスクが充電式バッテリーを内蔵したコントローラーに接続されていることを確認してください。 ----- 電源がコンセントに差し込まれていないことを確認してください。 マスクは、コンセントに差し込まれていると動作しません。
10分または20分経過してもマスクの電源が切れない	マスクに不具合があります。 support@entrex.co.jp までご連絡ください。
施術中にマスクのLEDが点滅した場合	マスクに不具合があります。 support@entrex.co.jp までご連絡ください。

廃棄について

本製品のコントローラーはリチウムイオン蓄電池を使用しています。廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

製品仕様

LED波長	630nm(赤色光)、830nm(近赤外線)
最大出力光パワー密度	赤色光:20mW/cm ² 、近赤外線:10mW/cm ²
LED	66 デュアルコアLED
動作環境	温度0°C～40°C、湿度30%～95%
保管・輸送環境	温度-5°C～55°C、湿度20%～85%
充電用電源	5V 2A
充電用ポート	USB-C
充電用ケーブル	USB-CからUSB-Aへ
充電ケーブルの長さ	1メートル
充電アダプターの電源出力	2A
バッテリー	5V/2A、2600mAh
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー
充電時間	240分(4時間)
動作時間	10分、20分
製品寸法	298mm x 216mm x 5.1 mm
製品重量	270g

メーカー情報

会社名: SHENZHEN KAIYAN MEDICAL CO LTD.

住所: 40A Fuxin Road, Fuyong Subdistrict, Baoan District, Shenzhen Guangdong, China

電話: +860755-8212 9361

ファックス: +860755-2502 4651

保証書	
商品名	HIGHER DOSE 赤外線フェイスマスク
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の保証期間は、お買い上げ後1年です。	
販売店名	(印)
保証規定	
保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。 お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示下さい。 ※保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 ・ご使用方法の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障及び損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷	
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 (株) アントレックス www.entrex.co.jp	
商品名、販売店名、同印、日付のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。	

■お問い合わせ先

本取扱説明書の内容や本製品をお使いの上でご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店または下記のサポートセンターまでお問い合わせください。

(株)アントレックス お客様サポートセンター
E-mail support@entrex.co.jp